

Handskepolitik Institut for Biomedicin

Formål:

- At beskytte personalet mod kontakt med skadelige eller allergifremkaldende stoffer.
- At give retningslinjer ved handskeanvendelse i forbindelse laboratorie arbejde.
- At sikre ensartet brug af handsker på instituttet.

Anvendelse:

- Handsker anvendes, så kontaminering af prøver undgås.
- Handsker anvendes ved arbejde med farlige stoffer, kemikalier og reagenser.

Handsketyper:

[Personlige værnemidler \(au.dk\)](#)

Hårdføre laboratoriehandsker	Undersøgelseshandsker (tynde)
TNT 92-670 (Nitril blå) TouchNTuff 92-665 92-670 datablad.pdf Kemikaliegennembrudstid: touchntuff-92-670.pdf	Abena Sensitiv (Nitril, lilla) Produktdatablad nitrilhandsken Kemikaliegennembrudstid: Gennembrudstider nitrilhandsken
TNT 92-600 (Nitril grøn) Produktdatablad – TNT 92-600 Kemikaliegennembrudstid: Gennembrudstider – TNT 92-600	Abena Classic (Latex) Produktdatablad latexhandsken
	Abena Classic (Vinyl) Produktdatablad vinylhandsken
	Kimtech Sterling (Nitril) Produktdatablad

Retningslinjer:

- Hænderne vaskes før rent arbejde og efter urent arbejde.
- Håndvask udføres altid umiddelbart før og umiddelbart efter brug af handsker.
- Handsken skal være hel ved brug, ellers skal den udskiftes.
- Handskerne tages straks af ved kontaminering med blod, kemikalier eller lign.
- At "One glove policy" følges.

Håndvask/pleje:

- Vask hænderne i køligt vand.
- Skyl sæberester helt væk.
- Tør hænderne grundigt.
- Tag ikke handsker på umiddelbart efter indsmøring af fugtighedscreme.
- Brug uparfumeret fugtighedscreme .
- Brug cremen i forbindelse med pause og efter arbejdstid.

Rekvirering af handsker: Handskerne rekvireres på fælleslageret.

Please remember "one glove policy".

- Gloves must **only** be used in the laboratories.
- When transporting things to other places via the elevator or the stairs, you must only wear a glove on **one hand**.
- Never touch handles etc. with a gloved hand.

